




BESTÜCKUNG DER CHIRURGIEKASSETTE - GENERATION 02

(ART. NR. 1.03.030)


Prothetische Komponenten (Mehrfachgebrauch) & MONO Eindreheinstrument für Kugelanker

Dürfen im Siebkorb gereinigt werden (max. drei prothetische Komponenten und das MONO Eindreheinstrument für Kugelanker zeitgleich). Sterilisation erfolgt separat.



| | |
|--------------------------------|--------------------------------|
| MONO Drehmoment-ratsche | MONO Führungs-schlüssel |
| 3.03.160 | 3.03.203 |

| | |
|---------------------------------|-----------------------------|
| MONO Eindreh-instrumente | MONO Schraubendreher |
| 3.03.162 3.03.163 | 3.03.165 3.03.166 3.03.167 |



VECTOdrill™ Bohrer

| Ø | Länge | Stahl, rostfrei | Stahl, rostfrei | Keramik |
|-------|-------|-----------------|-----------------|----------|
| Ø 2.0 | 29.0 | 3.03.624 Q4 | 3.03.710 | 3.03.660 |
| | 34.0 | 3.03.610 Q4 | 3.03.720 | 3.03.661 |
| | 40.0 | 3.03.611 Q4 | 3.03.730 | |
| Ø 2.8 | 29.0 | 3.03.625 Q4 | 3.03.712 | 3.03.662 |
| | 34.0 | 3.03.612 Q4 | 3.03.722 | 3.03.663 |
| | 40.0 | 3.03.613 Q4 | 3.03.733 | |
| Ø 3.5 | 29.0 | 3.03.626 Q4 | 3.03.714 | 3.03.664 |
| | 34.0 | 3.03.614 Q4 | 3.03.724 | 3.03.665 |
| | 40.0 | 3.03.615 Q4 | 3.03.734 | |
| Ø 4.3 | 29.0 | 3.03.627 Q4 | 3.03.716 | 3.03.666 |
| | 34.0 | 3.03.616 Q4 | 3.03.726 | 3.03.667 |
| | 40.0 | 3.03.617 Q4 | 3.03.736 | |
| Ø 5.3 | 29.0 | 3.03.628 Q4 | 3.03.718 | 3.03.668 |
| | 34.0 | 3.03.618 Q4 | 3.03.728 | 3.03.669 |

Tiefenmesslehre

| | |
|-------|----------|
| Ø 2.0 | 3.03.630 |
| Ø 2.8 | 3.03.632 |
| Ø 3.5 | 3.03.634 |
| Ø 4.3 | 3.03.636 |
| Ø 5.3 | 3.03.638 |

Profildrillbohrer CONTACT MC & RC

| | |
|-----------------|-----------------|
| 3.03.640/641 Q4 | 3.03.642/643 Q4 |
| 3.03.648/649 Q4 | 3.03.644/645 Q4 |
| 3.03.646/647 Q4 | |

Profildrillbohrer ELEMENT MC

| | |
|-------------|-------------|
| 3.03.651 Q4 | 3.03.653 Q4 |
| 3.03.657 Q4 | 3.03.655 Q4 |
| 3.03.659 Q4 | |

Instrumente für maschinelle Anwendung

| Adapter | | Bohrer-verlängerung |
|-----------------|--------------|---------------------|
| 3.03.249 | 3.03.240 | 3.03.230/231 |
| | | |
| Schraubendreher | | |
| 3.03.502/503 | 3.03.501/502 | 3.03.500/501 |

Optional
Neben diesen klar zugeordneten Steckplätzen für Instrumente gibt es Steckplätze, die frei bestückt werden können (optional instruments).

ELEMENT RC PF 3.0

| Profildrillbohrer, längenspezifisch | | | | Adapter |
|-------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| L 8.0 | L 9.5 | L 11.0 | L 12.5 | |
| 3.03.740 | 3.03.741 | 3.03.742 | 3.03.743 | 3.03.238 |

Um Bohrer zuzuordnen, Ø **X.X**/_, beachten Sie die erste Durchmesserangabe auf dem Schaft.

Um Profildrillbohrer zuzuordnen, _/**X.X**, beachten Sie die zweite Angabe auf dem Schaft. Diese entspricht der Plattform.