

Un capolavoro – Il cricchetto dinamometrico MONO

- Realizzato in preziosa lega al titanio
- Utilizzabile in ambito chirurgico e protesico.
- Nessuna necessità di smontaggio per la pulizia o la sterilizzazione
- nessuna necessità di manutenzione
- Semplice da pulire
- straordinaria stabilità e durata a fronte di una precisione immutata
- compatibile con altri sistemi implantari grazie all'inseritore MONO corto



reddot design award
winner 2007 – best of the best

Anello di sicurezza MONO

- **Facile montaggio**

Montare l'anello di sicurezza MONO sull'appoggio per il dito dello strumento MONO.

- **Ulteriore sicurezza**



Durante l'utilizzo degli strumenti MONO, questi sono fissati ulteriormente grazie all'anello di sicurezza MONO.

- **Facile da pulire e riutilizzabile**

L'anello di sicurezza MONO è sterilizzabile a vapore e può essere utilizzato più volte.

L'anello di sicurezza MONO deve essere sostituito nel caso in cui non se ne veda più garantita la funzionalità o qualora dovessero manifestarsi tracce di usura (crepe, fragilità).

L'anello di sicurezza MONO deve essere utilizzato solo in combinazione con il cricchetto dinamometrico Thommen e con gli strumenti sotto riportati.¹



Anello di sicurezza MONO, Viton

2.03.170Q2²



Cricchetto dinamometrico MONO, lega di titanio

Lunghezza

110,0 mm

3.03.160



Inseritore MONO, acciaio inossidabile/PEEK

Lunghezza	corto ³		lungo
	15,4 mm	25,8 mm	25,8 mm
	3.03.162	3.03.163	



Inseritore MONO per ancoraggio sferico, acciaio inossidabile/PEEK

Lunghezza	∅	
26,0 mm	8,5 mm	3.03.169



Cacciavite MONO, 4 lobi, acciaio inossidabile/PEEK

Lunghezza	extracorto ¹			corto			lungo		
	14,5 mm	22,2 mm	28,2 mm	5,1 mm	10,3 mm	16,3 mm	14,5 mm	22,2 mm	28,2 mm
Lung. gambo				5,1 mm	10,3 mm	16,3 mm			
	3.03.165	3.03.166	3.03.167	3.03.165	3.03.166	3.03.167	3.03.165	3.03.166	3.03.167



¹ L'anello di sicurezza MONO non può essere utilizzato con il cacciavite MONO extracorto, perché non possiede un appoggio per le dita di PEEK.

² Q2 = 2 pezzi per confezione

³ Grazie all'inseritore MONO corto è possibile l'inserimento di strumenti con accoppiamento dentale.