

# VECTOdrill™.

Préalable optimal pour la stabilité primaire et une osteo-integration fiable.

Évidemment de Thommen Medical.



# Visionnaire.


Le système unique de foret VECTOdrill™ constitué de forets parfaitement adaptés les uns aux autres permet une préparation a traumatique de l'os et crée des préalables optimaux pour la stabilité primaire et une ostéo-intégration fiable.

---

«Un travail tout simplement agréable! Un guidage précis et une régularité de fonctionnement pour une ostéotomie parfaite.»


PD Dr. Dr. med. D. Rohner, CFC Hirslanden, Aarau

---




**Forage pilote**

- **sans marquage**  
définition de la position de l'implant grâce à la pointe de centrage intégrée
- **précis**  
détermination de la profondeur et de l'axe de forage grâce au foret pilote
- **performant**  
d'exceptionnelles caractéristiques de coupe



**Préparation séquentielle**

- **contrôlée**  
la pointe de guidage positionne le foret dans le trou de forage du foret précédent de manière sûre
- **guidée**  
le long de l'axe de forage défini
- **stable**  
géométrie multi arêtes du foret



**Implant auto taraudant**

- **sans pression**  
une correspondance parfaite entre le lit implantaire et le diamètre du noyau de l'implant
- **une stabilité primaire excellente**  
un filetage externe auto taraudant permet de fixer l'implant dans l'os

Les forets uniques VECTOdrill™, en association avec les implants autotaraudants et les surfaces superhydrophiles INICELL®, créent les conditions optimales d'une ostéointégration fiable.

# Gamme de produits VECTOdrill™

## Les forets VECTOdrill™ A usage unique

acier inoxydable



- prêts à l'emploi

usage unique



livrés **stériles.**

Longueurs disponibles:  
29 mm, 34 mm, 40 mm

## Les forets VECTOdrill™ réutilisables

acier inoxydable



- économiques car réutilisables
- très bonne résistance à l'usure et à la corrosion

**réutilisables**  
**pendant 20 cycles de préparation max.\***

livrés **non stériles.**  
Ils doivent être préparés avant utilisation

Longueurs disponibles:  
29 mm, 34 mm, 40 mm

## Les forets en céramique VECTOdrill™ réutilisables

céramique composite de grande qualité  
ATZ (Alumina toughened zirconia)



- biocompatibilité excellente
- résistance optimale à l'usure
- excellente résistance à la corrosion

**réutilisables**  
**pendant 20 cycles de préparation max.\***

livrés **non stériles.**  
Ils doivent être préparés avant utilisation

Longueurs disponibles:  
29 mm, 34 mm

\* Un cycle de préparation correspond à l'utilisation d'un foret sur un patient (chirurgie, nettoyage, stérilisation). Pour obtenir de plus amples informations, consulter la notice de préparation THM61131, «[www.ifu-tm.com/THM61131](http://www.ifu-tm.com/THM61131)».

#### HEADQUARTERS

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  
2540 Granges | Suisse  
Tél. +41 61 965 90 20  
Fax +41 61 965 90 21  
info@thommenmedical.com

#### SUCCURSALES NATIONALES/ DISTRIBUTEURS NATIONAUX

##### ALLEMAGNE

Thommen Medical Deutschland GmbH  
Am Rathaus 2  
79576 Weil am Rhein | Allemagne  
Tél. +49 7621 422 58 30  
Fax +49 7621 422 58 41  
info@thommenmedical.de

##### AUTRICHE

Thommen Medical Austria GmbH  
Mühlgasse 3  
2322 Zwölfaxing | Autriche  
Tél. +43 660 2011953  
info@thommenmedical.at

##### BENELUX

Thommen Medical Benelux B.V.  
Dierenriem 1  
3738 TP Maartensdijk | Pays-Bas  
Tél. +31 30 68 68 468  
Info.benelux@thommenmedical.nl

##### CHINE

Shanghai Yujing Trading Co., Ltd.  
Room G | Floor 15th | Plaza JiaFa | No.1  
Lane 129 | DaTian Road | JingAn District  
Shanghai | Chine  
Tél. +86 21 62723077  
Fax +86 21 62175264

##### COREE DU SUD

KMbio  
02 Ho, 129, Dongseo-daero  
Seobuk-gu, Cheonan-si  
Chungcheongnam-do  
Republic of Korea  
Tél. +82 070 3141 2875  
kmbio149@naver.com

##### CROATIE

Futura Dental d.o.o.  
Kralja Zvonimira 108  
10 000 Zagreb | Croatie  
Tél. +385 91 6814 860  
info@futura-dental.hr  
www.futura-dental.hr

##### ESPAGNE/PORTUGAL

Thommen Medical Ibérica  
C/Los quintos n 1  
03350 Cox (Alicante) | Espagne  
Tél. +34 96 536 10 20  
Mobile +34 606 99 78 34  
info@thommeniberica.com

#### ETATS-UNIS/CANADA

Thommen Medical USA L.L.C.  
1375 Euclid Avenue | Suite 450  
Cleveland OH 44115 | USA  
Tél. +1 866 319 9800 (toll free)  
Fax +1 216 583 9801  
info.us@thommenmedical.com  
orders.us@thommenmedical.com

#### FEDERATION DE RUSSIE

CIS - JSC Geosoft  
Build. 14, Ap. 16, 3-ya Mytishchinskaya ul.  
Moscow, 129626 | Russian Federation  
Tél. +7 495 663 22 11  
thommenmedical@geosoft.ru

#### FINLANDE

Vector Laboratories Oy  
Engelinaukio 8 B  
00150 Helsinki | Finlande  
Tél. +358 400 940 700  
labs@vektor.fi

#### FRANCE

Thommen Medical France  
10 avenue Gabriel Pierné  
77680 Roissy-en-Brie | France  
Tél. +33 1 83 64 06 35  
Fax +33 3 89 33 52 53  
infos@thommenmedical.fr

#### HONGKONG

Shengyuan (Hong Kong) Int. Trade Co. Ltd.  
Level 13, 68 Yee Wo Street  
Causeway Bay | Hongkong  
Tél. +852 530 876 41

#### ITALIE

Dental Trey S.r.l.  
Via Partisani, 3  
47016 Fiumana | Predappio (FC) | Italie  
Tél. +39 0543 929111  
Fax +39 0543 940659  
implantologia@dental Trey.it  
www.dental Trey.it

#### JAPON

J. Morita Corporation  
3-33-18, Tarumi-cho  
Suite | Osaka 564-8650 | Japon  
Tél. +81 6 6384 6921  
Fax +81 6 6384 6746  
www.morita.com

#### LITUANIE/LETTONIE

ČERNIKIS MEDICAL PROJECTS, UAB  
Šiaurės prospektas 5B, Kaunas  
Lituanie LT-49191  
Tél. +370 37 201072  
Mobile +370 65 771550  
info@cmp.lt  
www.cmp.lt

#### MOYEN-ORIENT

Star Science International GmbH  
Jupiterstrasse 57  
3015 Berne | Suisse  
Tél. +41 31 941 07 31  
Fax +41 31 941 07 33  
star.science@bluewin.ch

#### NORVEGE

Novus Dental AS  
Johannes Bruns gate 5  
0452 Oslo | Norvège  
Tél. +47 951 07 007  
post@novusdental.no  
www.novusdental.no

#### POLOGNE

C.WITT DENTAL Sp. z o. o.  
Ul. Granitowa 10  
87-100 Toruń | NIP 951-15-08-371 | Pologne  
Tél. +48 56 623 61 23  
biuro@cwittdental.pl  
www.cwittdental.pl

#### SINGAPOUR

FONDACO Pte Ltd  
7 Kaki Bukit Road 1, #03-06  
Eunos Techno Link  
Singapour 415937 | Singapour  
Tél. +65 6392 2806  
Fax +65 6392 1296  
fondaco@fondacosg.com

#### SUISSE

Thommen Medical AG  
Neckarsulmstrasse 28  
2540 Granges | Suisse  
Tél. +41 32 644 30 20  
Fax +41 32 644 30 25  
info@thommenmedical.ch

#### TAIWAN

En-Jye International Co., Ltd.  
No. 18 | Lane 177 | Sec 3 | Chengde Rd.  
Taipei, 103 Taiwan  
Tél. +886 2 2585 1669  
Fax +886 2 2585 0892  
enjye168@gmail.com

#### TCHÉQUIE

C. Witt Dental spol. s r.o.  
Cihlářská 643/19  
602 00 Brno  
Tel. +420 739 043 449  
helena.novak@cwittdental.cz

#### TURQUIE

Bioport Biyolojik Maddeler A.Ş.  
Büyükdere cd. Subay evleri 9.Blok D1 Esentepe  
Şişli 34394 İstanbul | Turquie  
Tél. +90 212 2727577  
Fax +90 212 2727628  
info@bioport.com.tr  
www.bioport.com.tr